

Inhalt/Content:

20 kg



Stand:030423

SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gegenbiss-Modellen.

Ⓞ Synthetic Class III hard plaster for the fabrication of orthodontic models. Remains free of bubbles even when mixed manually. Creamy consistency and smooth surface. Furthermore, suitable for creating repair, control and counterbite models.

REF 700 918 weiß/white

UFI: FAKP-TOM7-AE90-3AH1

REF 700 919 blau/blue

UFI: Y7KP-90WU-0E9G-FYWY

Anmischverhältnis/Mixing ratio: 100 g: 30 ml dest. Wasser/
Distilled water

Anmischzeiten/Mixing times: manuell/Manually 60 Sek./sec.
Vakuum/Vacuum 30 Sek./sec.

Verarbeitungszeit/Processing time: 4 - 5 min.

Abbindezeit/Setting time: 9:30 - 10:40 min.

Enformbarkeit/Demouldability: ca. 20 min.

Druckfestigkeit nach/Compression strength after 1h: 40 MPa

Expansion nach/after 2h: 0,10%

Expansion nach/after 24h: 0,15%

 Lifco Dental AB; Verkärestaregatan 1 · 745 39 Enköping, Sweden