

Inhalt/Content:

20 kg



Stand:03/04/23

SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.

SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

© Allround super hard plaster Class IV. For universal use in the fabrication of control and master models, as well as for the model casting technique. Thixotropic flow behaviour and fast demoulding.

REF 700 920 extraweiß/extra white
UFI: 0N7H-UA49-2E94-F9R2

REF 700 922 blau/blue
UFI: V58H-VA8N-WE93-EC7F

REF 700 923 goldbraun/golden brown
UFI: Q47H-SAYW-7E95-G87P

 Lifco Dental AB; Verkärestaregatan 1 · 745 39 Enköping, Sweden

Anmischverhältnis/Mixing ratio: 100 g: 23 ml dest. Wasser/
Distilled water

Anmischzeiten/Mixing times: manuell/Manually 60 Sek./sec.
Vakuum/Vacuum 30 Sek./sec.

Verarbeitungszeit/Processing time: 5 - 6 min.

Abbindezeit/Setting time: 9:30 - 10:40 min.

Entformbarkeit/Demouldability: ca. 25 min.

Druckfestigkeit nach/Compression strength after 1h: 60 MPa

Expansion nach/after 2h: 0,06%

Expansion nach/after 24h: 0,08%